

ADAPTIL® Difusor y Recambio

Feromona de apaciguamiento canino en difusor

Laboratorio

CEVA SALUD ANIMAL

Forma farmacéutica

Difusor eléctrico (Dif.el.)

Composición por 100 g:

Análogo de la feromona de apaciguamiento canino 3,5 %.

Propiedades farmacológicas

Adaptil® ayuda a tranquilizar a los perros cuando hacen frente a nuevas experiencias y situaciones que les pueden producir miedo. Estas situaciones están comúnmente asociadas a manifestaciones de estrés en los perros.

Las feromonas actúan a través del sentido del olfato del perro. Son percibidas del ambiente. La feromona de apaciguamiento canino es liberada de forma natural por la madre tras el nacimiento de los cachorros.

Adaptil® es una copia sintética de esta feromona y se libera a través del calentamiento, el calor del animal o de la acción de pulverizar el spray dependiendo del tipo de presentación del producto. Está clínicamente probado que los productos Adaptil® a base de feromonas de apaciguamiento canino proporcionan a los cachorros y perros de todas las edades confianza, ayudándoles a sentirse a salvo y seguros cuando vayan haciendo frente a nuevas experiencias (como la etapa de socialización en cachorros), a entornos desconocidos y otras situaciones estresantes, particularmente tormentas, ruidos fuertes (como fuegos artificiales, petardos), adopción o traslado a un nuevo hogar, estancias en residencias, la llegada a casa de un nuevo bebé, o viajes en coche. Adaptil® es específico para perros. Es completamente natural y no tiene efecto tranquilizante en humanos ni en ninguna otra especie. La investigación ha demostrado que las propiedades tranquilizantes de las feromonas persisten en la edad adulta.

Interacciones e incompatibilidades

El difusor ha sido desarrollado específicamente para este producto. Las propiedades del producto no pueden garantizarse si se utiliza un aparato distinto.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Adaptil® ayuda a controlar y prevenir las conductas asociadas a:

- Estados de estrés y miedo en cachorros y perros adultos, tales como destrucción, vocalización (ladrido, lloros, etc.), eliminación inapropiada de orina y heces en casa, lamido excesivo.
- Miedo a fuegos artificiales, tormentas, petardos, etc.
- Visitantes en casa, situaciones nuevas o impredecibles, etc.

Adaptil® ayuda a que los perros se sientan más seguros en un nuevo entorno (cambio de casa, llegada a casa de un cachorro, traslado a una segunda residencia, compartir la casa con otra mascota o con otras personas, etc.).

- Adaptación al nuevo hogar, adaptación a nuevas situaciones o a situaciones que les puedan producir miedo o estrés.

Adaptil® es la primera solución no medicamentosa para los comportamientos asociados a estrés. Se ha demostrado que ayuda a controlar el estrés, de moderado a severo, en perros.

En algunos casos, puede ser necesario un tratamiento adicional de modificación de conducta, medioambiental o farmacológico.

- No está recomendado en casos de hiperactividad o agresividad.

Contraindicaciones

Adaptil® no tiene contraindicaciones y puede utilizarse en combinación con cualquier tratamiento.

Vía de administración

Enchufar a la corriente eléctrica.

Posología

- El difusor debe permanecer enchufado durante todo el tiempo y no debe cambiarse de lugar. Colocar Adaptil® en la habitación más utilizada por el perro durante el día o en la habitación en la que está mostrando el comportamiento inapropiado.
- El área de influencia del difusor es de unos 50 a 70 m².
- Un vial dura aproximadamente 4 semanas.

Recomendaciones de uso:

Situación	Recomendación de uso
Destrucción, eliminación inapropiada de orina o heces, vocalización (ladridos, lloros,...) en ausencia del propietario	Utilización durante 3 meses en combinación con terapia de modificación de conducta.
Ayudar a que el cachorro se adapte al nuevo hogar	Utilización durante 1 mes.
Ayudar al cachorro o al perro adulto a que se acostumbre a quedarse solo en casa	Utilización durante 2 meses (en cachorros durante el periodo de socialización).
Sala de espera, sala de hospitalización	Uso diario.
Miedo a fuegos artificiales	A corto plazo: Enchufar el difusor al menos una semana antes del comienzo del periodo de fuegos artificiales y dejar enchufado al menos una semana después. Cuando se utiliza en combinación con una terapia de desensibilización, mantener durante todo el periodo según las indicaciones del veterinario.

Otros miedos que se reflejan en su comportamiento en casa (miedo a los extraños, miedo a las tormentas, etc.) Ajustar según la naturaleza del problema y la duración de la terapia de modificación de conducta.

- La duración de uso puede modificarse según las recomendaciones del veterinario.
- Cada recambio de 24 ml tiene una duración de hasta 30 días.
- Cada recambio de 48 ml tiene una duración de hasta 60 días.

Precauciones especiales

- Se recomienda renovar el difusor eléctrico Adaptil® tras seis meses de uso continuado o tras el uso de seis viales de recambio (incluyendo el primero).
- El difusor eléctrico tiene superficies calientes para evaporar los ingredientes activos y estas superficies no deben tocarse durante el uso. No cubrirlo ni situarlo debajo de muebles. Esto podría disminuir o bloquear la difusión del producto y dejar marcas.
- Enchufarlo lejos de corrientes de aire para un flujo y difusión óptima de las feromonas.
- No introducirlo en agua. No enchufarlo del revés. La posición correcta es con el frasco de producto en la parte inferior.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar únicamente con un voltaje de 110V-240V.
- No utilizar nunca con un adaptador o convertidor de voltaje.
- Eliminar el contenido/el recipiente en los puntos específicos de recogida de residuos, de acuerdo con las normativas vigentes.

Observaciones

La eficacia de Adaptil® se ha demostrado mediante numerosos estudios publicados en revistas científicas de reconocido prestigio, así como en conferencias y congresos internacionales (comercializado con el nombre D.A.P.® hasta 2011).

Presentación

La caja de Adaptil® difusor contiene un difusor eléctrico y un vial de 24 ml.
La caja de Adaptil® recambio 24ml contiene un vial de 24 ml (hasta 30 días de duración).
La caja de Adaptil® recambio 48 ml contiene un vial de 48ml (hasta 60 días de duración).

Reg. Nº

No precisa.

Imagen

